





Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores, consultar o catálogo das napas disponíveis / To select the colors, consult the catalog of upholstery available
Pour sélectionner les couleurs, consultez le catalogue des rembourrage disponibles / Para seleccionar los colores, consultar el catálogo de las tapicería disponibles.

REF.	10.CM.6141.1.D
Descrição Description Description Descripción	Cama Hosp. s/ CPR Mod. André, Cabec. e Guardas estofadas Hospital Bed without CPR André Model, Upholstered Headboards and Side rails Lit d'hôpital sans RCR Modèle André, Têtes de lit et barrières latérales rembourrés Cama Hospitalaria sin CPR Modelo André, Cabeceros y barandillas tapizados
Material Artigo Material Article Article Matériel Material Artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy, leito em compacto fenólico, Guardas e cabeceiras em madeira forradas a pele sintética / Steel structure with epoxy-finishing, phenolic compact bed, siderails and headboards lined in synthetic leather / Structure en acier époxy-finition, lit en compact phénolique, Têtes de lits et barrières latérales revêtues en cuir synthétique Estructura en Acero Acabado Epoxy, lecho en compacto fenólico, barandillas y cabeceras de madera forrada a piel sintética
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions Dimensions générales du lit / Dimensiones totales de lo lecho	1990x1100mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	270kg
Peso máximo admissível / Permissible maximum weight Poids maximal autorisé / Peso máximo admisible	340kg
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2265x1250x(400 – 800)mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	215kg
Peso Bruto / Gross weight / Poids Brut / Peso Bruto	218kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	Total - separados em 2 volumes / Total - separated in 2 volumes Total - séparés en 2 volumes / Total - separados en 2 volumes: 1,515 m ³ Cama / Bed / Lit / Cama : 1,325m ³ Cabeceiras+guardas laterais estofadas / Headboards + upholstered siderails / Têtes de lit + barrières latérales rembourrées / Cabeceras + barandillas laterales tapizadas: 0,190m ³



CHAMPI ROOM



Dimensões das secções / Sections Dimensions Dimensions des sections / Dimensiones de las secciones	Costas / Backrest / Dossier / Espalda: 730x1100mm Fixa / Fixed / Fixe / Fija: 175x1100mm Pernas / Legs / Jambes / Piernas: 285x1100mm Pés / Feet / Pieds / Pies: 650x1100mm
Ângulo da secção das costas / Back section angle Angle section dossier / Ángulo de la sección de la espalda	0° e 70°
Ângulo da secção das coxas / Thigh section angle / Angle de la section des cuisses / Ángulo de sección de los muslos	0° e 15°
Ângulo entre a secção das costas e a secção das coxas Angle between back section and thigh section Angle entre la section du dos et la section des cuisses / Ángulo entre la sección de la espalda y la sección de los muslos	95°
Ângulo entre a secção das pernas e o suporte estrado Angle between the leg section and the platform bed support Angle between the leg section and the platform bed support Ángulo entre la sección de las piernas y el soporte del somiere	8,3° a 10,4°
Ângulos da posição de Trendelenburg / Angles of the Trendelenburg position / Angles de position de Trendelenburg / Ángulos de la posición de Trendelenburg	14,8°
Anti-trendelenburg	14,6°
Altura da guarda acima do suporte do estrado (sem o colchão) / Siderail Height above the platform bed support (without mattress) / Hauteur de la barrière latérale au dessus du support du sommier (sans matelas) / Altura de la barnadilla por encima del soporte del somier (sin el colchón)	360mm
Altura do chão à longarina do carro / Height from floor to the siderail of the lifting system / Hauteur du sol au longeron du système de levage / Altura del suelo al sistema de elevación	150mm
Dimensão recomendada para o colchão / Recommended Mattress Size / Taille de matelas recommandée / Dimensión recomendada para el colchón	1980x1050x120mm Ref: 10.1033.A.2183