



Exemplo de conjugação da cama apresentada abaixo dividida em cama e cabeceiras / Example combination of bed presented below divided into bed and headboards
Exemple de conjugaison du lit ci-dessous divisé en lit et têtes de lit / Ejemplo de conjugación de la cama presentada abajo dividida en cama y cabecera

REF.	10.CM.6160	10.1085.A.1028
Descrição / Description Description / Descripción	Cama AMISSIO AMISSIO Bed Lit AMISSIO Cama AMISSIO	Conjunto cabeceiras Cerejeira (Abertura Superior rectangular) / Cherry Headboard Set (Rectangular Top Opening) / Ensemble de tête de lit en cerisier (ouverture rectangulaire supérieure) / Conjunto cabeceiras Cerezo (Apertura Superior rectangular)
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy réguas de madeira Structure in Steel Epoxy Finishing Wood Slats Structure en acier finition époxy lattes en bois Estructura en Acero Acabado Epoxy lamas de madera	Cabeceiras com painel central em melamina e aro em madeira / Headboards with melamine central panel and wooden frame / Têtes de lit avec panneau central en mélamine et cadre en bois / Cabeceiras com painel central em melamina e aro de madeira
Dimensões totais do leito Total bed dimensions Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm	
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg	
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	1900x900x(230-730)mm	
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	69kg	
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	<p>Total: 72kg Separados em 2 volumes / Separated in 2 volumes / Séparés en 2 volumes / Separados en 2 volumes: Cama / Bed / Lit / Cama: 58kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensemble Dossieret / Conjunto Cabeceras: 14kg</p>	
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	<p>Total: 0,554m³ Separados em 2 volumes / Separated in 2 volumes / Séparés en 2 volumes / Separados en 2 volumes: Cama / Bed / Lit / Cama: 0,462m³ Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensemble Dossieret / Conjunto Cabeceras: 0,092m³</p>	