



A cama acima apresentada é comercializada em separado pelos seguintes componentes: estrado, carro, cabeceiras+guardas laterais / The bed shown above is commercialized separately by the following components: platform bed, car, headboards + side rails / Le lit ci-dessus est commercialisé séparément par les composants suivants: sommier lit, Chariot, têtes de lit + barrières Latérales / La cama arriba indicada se comercializa por separado por los siguientes componentes: somieres, carro, cabeceras + barandillas laterales

REF.	10.CM.6067	10.CM.6068.R	10.AC.1141
Descrição / Description Description / Descripción	Estrado Elétrico tripartido, para sistema elevador tipo tesoura / Tripartite Electric Platform bed, for scissor lifting system / Sommier électrique tripartite, pour système de levage ciseaux / Somier Elétrico tripartito para sistema elevador tipo tijera	Sistema elevador elétrico, tipo tesoura, com Roda Dupla Oculta / Electric lifting system, scissor type, with hidden Double Wheel / Système élévateur électrique, type ciseau, avec double roue cachée / Sistema elevador eléctrico, tipo tijera, con Rueda Doble Oculta	Conjunto Cabeceiras e Grades modelo Ondulado / Headboards and siderails set wavy model / Ensemble de Têtes de lit et barrières latérales modèle ondulé / Conjunto Cabeceras y barandillas modelo Ondulado
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy, réguas de madeira / Steel Structure Epoxy Finishing, Wooden Slats / Structure en acier finition époxy, lattes en bois / Estructura en Acero Acabado Epoxy, lamas de madera	Estrutura em Aço acabamento Epoxy / Steel Structure Epoxy Finishing / Structure en acier finition époxy / Estructura en Acero Acabado Epoxy	Cabeceiras com painel em melamina e orla em madeira. Grades em MDF / Headboards with melamine panel and wooden edge. Siderails in MDF / Têtes de lit avec panneau en mélamine et bordures en bois. Barrières latérales en MDF / Cabeceras con panel en melamina y orla en madera. Barandillas en MDF
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm		
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg		
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1970x1060x(420-825)mm		
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	117kg		
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	Total: 123kg Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 46kg Carro / Trolley / Chariot / Carro: 39kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 23kg Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 15kg		
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	Total: 1m³ Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m ³ Carro / Trolley / Chariot / Carro: 0,458m ³ Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,125m ³ Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 0,041m ³		