



A cama acima apresentada é comercializada em separado pelos seguintes componentes: estrado, carro, cabeceiras+guardas laterais / The bed shown above is commercialized separately by the following components: platform bed, car, headboards + side rails / Le lit ci-dessus est commercialisé séparément par les composants suivants: sommier lit, Chariot, têtes de lit + barrières Latérales / La cama arriba indicada se comercializa por separado por los siguientes componentes: somieres, carro, cabeceiras + barandillas laterales

REF.	10.CM.6067	10.CM.6068	10.AC.1141
Descrição / Description Description / Descripción	Estrado Elétrico tripartido, para sistema elevador tipo tesoura / Tripartite Electric Platform bed, for scissor lifting system / Sommier électrique tripartite, pour système de levage ciseaux / Somier Eléctrico tripartito para sistema elevador tipo tijera	Sistema elevador elétrico tipo tesoura cama / Electric lifting system, scissor type, bed / Système élévateur électrique, type ciseau, lit / Sistema elevador eléctrico, tipo tijera, cama	Conjunto Cabeceiras e Grades modelo Ondulado / Headboards and siderails set wavy model / Ensemble de Têtes de lit et barrières latérales modèle ondulé / Conjunto Cabeceiras y barandillas modelo Ondulado
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy, réguas de madeira / Steel Structure Epoxy Finishing, Wooden Slats / Structure en acier finition époxy, lattes en bois / Estructura en Acero Acabado Epoxy, lamas de madera	Estrutura em Aço acabamento Epoxy Steel Structure Epoxy Finishing Structure en acier finition époxy Estructura en Acero Acabado Epoxy	Cabeceiras com painel em melamina e orla em madeira. Grades em MDF / Headboards with melamine panel and wooden edge. Siderails in MDF / Têtes de lit avec panneau en mélamine et bordures en bois. Barrières latérales en MDF / Cabeceros con panel en melamina y orla en madera. Barandillas en MDF
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm		
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg		
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1970x1060x(390-850)mm		
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	106kg		
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	Total: 111kg Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 46kg Carro / Trolley / Chariot / Carro: 27kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 23kg Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 15kg		
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	Total: 0,8m³ Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m ³ Carro / Trolley / Chariot / Carro: 0,252m ³ Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,125m ³ Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 0,041m ³		