



# FIDELIUM



Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofos e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.CD.1372	10.CD.1373
Descrição Description Description Descripción	Sofá Fidelium - Modelo eléctrico Fidelium Couch - Electric model Fauteuil Fidelium - Modèle électrique Sofá Fidelium - Modelo eléctrico	Sofá Fidelium - Modelo manual Fidelium Couch - Manual model Fauteuil Fidelium - Modèle manuel Sofá Fidelium - Modelo manual
Dimensões total Total dimensions Dimensions générales Dimensiones totales	1080x770x915mm (Posição Sofá / Couch Position / Position fauteuil / Posición Sofá) 2150x770x600mm (Posição cama / Bed Position / Position Lit / Posición cama)	
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	120kg	
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	84kg	79kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	87kg	82kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,98m <sup>3</sup>	



# FIDELIUM



Comando de mão / Hand set control  
Commande manuelle / Mando de mano



Tableiro de apoio / Support tray  
Plateau Support / Tablero de apoyo

Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material articulo	Estrutura em tubo em aço com acabamento epoxy preto + madeira + espuma + pele sintética / Steel tube structure with black epoxy + wood + foam + synthetic leather / Structure en tube d'acier avec finition noire epoxy + bois + mousse + cuir synthétique / Estructura en tubo de acero con acabado epoxy negro + madera + espuma + piel sintética
Observações / Notes Remarques / Observaciones	Inclui tableiro em madeira com dimensões 500x345x18mm, inserido nas costas do sofá / Includes wooden tray with dimensions 500x345x18mm, inserted in the back of the sofa / Il comprend un plateau en bois avec des dimensions 500x345x18mm, inséré dans le fauteuil / Incluye bandeja de madera con dimensiones 500x345x18mm, insertada en la parte trasera del sofá
Carga máxima admissível / Maximum allowable load Charge maximal admissible / La carga máxima admisible	150 kg