



Dimensões standard. Para outras dimensões por favor solicitar orçamento / Standard dimensions. For other dimensions please request budget
Dimensions standard. Pour d'autres dimensions SVP demander un budget / Dimensiones estándar. Para otras dimensiones solicite presupuesto.

REF.	10.AC.1032	10.AC.1033
Descrição Description Description Descripción	Colchão Simples (p/camas 6100/6140/6141) Simple Mattress (for beds 6100/6140/6141) Matelas simple (pour lits 6100/6140/6141) Colchón simple (para camas 6100/6140/6141)	Colchão Simples (p/cama 6120) Simple Mattress (for bed 6120) Matelas simple (pour lit 6120) Colchón simple (para cama 6120)
Material Artigo Material Article Materiel Article Material artículo	Tela Bi-Elást + Visco-elástico (80mm Alta Resiliência + 40 Visco Elástico) Bi-Elastic + Visco-Elastic Fabric (80mm High Resilience + 40 Elastic Visco) Housse hôpital Bi-élast + Viscoélastique (80mm Haute Résilience + 40 Viscoélastiques) Funda Bi-Elást + Visco-elástico (80mm Alta Resiliencia + 40 Visco Elástico)	
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2000x840x120mm	1800x890x120mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	7,8kg	8,8kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	8,0kg	9,0kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,202m ³	0,192m ³



Dimensões standard. Para outras dimensões por favor solicitar orçamento / Standard dimensions. For other dimensions please request budget
Dimensions standard. Pour d'autres dimensions SVP demander un budget / Dimensiones estándar. Para otras dimensiones solicite presupuesto.

REF.	10.AC.1036
Descrição / Description Description / Descripción	Colchao Simples Antiescaras / Simple Pressure relieving mattresses Matelas anti-escarre simple / Colchón Anti Escaras simples
Material Artigo Material Article Materiel Article Material artículo	Leito de espuma perfurado em Latex; Revestido a tela hospitalar c/ fecho Latex perforated foam bed; Cladded hospital fabric with zipper Lit mousse perforée de latex; Enduit à Housse Hôpital avec fermeture Lecho de espuma perforado en látex; Revestimiento de funda hospital con cierre
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1900x900x150mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	17,7kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	18,0kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,257m ³