



## LIGNUM



REF.	10.CM.6065
Descrição / Description / Description / Descripción	Cama Elét. trip. réguas, estrutura e grades faia / Electric Bed Tripartite Slats, Beech Structure and Side rails / Lit électrique Tripartite Lattes, structure et barrières latérales en hêtre / Cama eléctrica tripartita lamas, estructura y barandillas de haya
Material Artigo / Material Article / Matière Article / Material artículo	Estrutura em madeira faia, estrado com estrutura em aço acabamento Epoxy e réguas de madeira / Structure in beech wood, platform bed with steel structure Epoxy finishing and wooden Slats / Structure en hêtre, sommier avec structure en acier Finition époxy et lattes en bois / Estructura de madera de haya, estrado con estructura en acero acabado Epoxy y lamas de madera
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit / Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient / Peso máximo paciente	135kg
Dimensões Artigo / Dimensions Article / Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2020x1020x500mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	72kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	<b>Total: 74kg</b> Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 43kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 20kg Longarinas e Grades / Girders and Siderails / Longerons et Barrières latérales / Longarinas y Barandillas: 11kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	<b>Total: 0,634m<sup>3</sup></b> Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m <sup>3</sup> Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,209m <sup>3</sup> Longarinas e Grades / Girders and Siderails / Longerons et Barrières latérales / Longarinas y Barandillas: 0,041m <sup>3</sup>



REF.	10.CM.6066
Descrição / Description / Description / Descripción	Cama Manual trip. réguas estrutura madeira e grades / Manual Bed Tripartite Slats, Wooden Structure and Side rails / Lit manuel Tripartite Lattes, structure et barrières latérales en bois / Cama manual tripartita lamas, estructura y barandillas de madera
Material Artigo / Material Article / Matière Article / Material artículo	Estrutura em madeira faia, estrado com estrutura em aço acabamento Epoxy e réguas de madeira / Structure in beech wood, platform bed with steel structure Epoxy finishing and wooden Slats / Structure en hêtre, sommier avec structure en acier Finition époxy et lattes en bois / Estructura de madera de haya, estrado con estructura en acero acabado Epoxy y lamas de madera
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit / Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient / Peso máximo paciente	135kg
Dimensões Artigo / Dimensions Article / Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2020x1020x500mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	66kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	<b>Total: 70kg</b> Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 39kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 20kg Longarinas e Grades / Girders and Siderails / Longerons et Barrières latérales / Longarinas y Barandillas: 11kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	<b>Total: 0,634m<sup>3</sup></b> Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m <sup>3</sup> Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,209m <sup>3</sup> Longarinas e Grades / Girders and Siderails / Longerons et Barrières latérales / Longarinas y Barandillas: 0,041m <sup>3</sup>

## LIGNUM



REF.	10.CM.6028
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Elétrica trip. (réguas) estrutura faia s/ rodas / Tripartite Electric Bed (Slats) beech structure without wheels / Lit électrique tripartite (lattes) structure en hêtre sans roues / Cama eléctrica tripartita (lamas) estructura haya sin ruedas
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em madeira faia, estrado com estrutura em aço acabamento Epoxy e réguas de madeira / Structure in beech wood, platform bed with steel structure Epoxy finishing and wooden Slats / Structure en hêtre, sommier avec structure en acier Finition époxy et lattes en bois / Estructura de madera de haya, estrado con estructura en acero acabado Epoxy y lamas de madera
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit / Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	2020x960x500mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	60kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	<b>Total: 63kg</b> Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 45kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 15kg Longarinas / Girders / Longerons / Longarinas: 3kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	<b>Total: 0,634m<sup>3</sup></b> Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m <sup>3</sup> Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,209m <sup>3</sup> Longarinas / Girders / Longerons / Longarinas: 0,041m <sup>3</sup>



REF.	10.CM.6029
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Manual trip. (réguas) estrutura faia s/ rodas / Tripartite manual Bed (Slats) beech structure without wheels / Lit manuel tripartite (lattes) structure en hêtre sans roues / Cama manual tripartita (lamas) estructura haya sin ruedas
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em madeira faia, estrado com estrutura em aço acabamento Epoxy e réguas de madeira / Structure in beech wood, platform bed with steel structure Epoxy finishing and wooden Slats / Structure en hêtre, sommier avec structure en acier Finition époxy et lattes en bois / Estructura de madera de haya, estrado con estructura en acero acabado Epoxy y lamas de madera
Dimensões totais do leito Total bed dimensions Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article / Article Dimensions Dimensiones Artículo	2020x960x500mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	55kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	<b>Total: 58kg</b> Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 40kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 15kg Longarinas / Girders / Longerons / Longarinas: 3kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	<b>Total: 0,634m<sup>3</sup></b> Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m <sup>3</sup> Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,209m <sup>3</sup> Longarinas / Girders / Longerons / Longarinas: 0,041m <sup>3</sup>