



Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores, consultar o catálogo das napas disponíveis / To select the colors, consult the catalog of upholstery available  
Pour sélectionner les couleurs, consultez le catalogue de rembourrage disponibles / Para seleccionar los colores, consultar el catálogo de los tapizados disponibles.

REF.	10.CD.1371
Descrição / Description Description / Descripción	Sofá Semper / Semper Couch / Canapé Semper / Sillón Semper
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento epoxy forrado a napa / Steel Structure epoxy lined with synthetic leather Structure en acier epoxy rembourré à similicuir/ Estructura en Acero acabado epoxy forrado a piel sintetica
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1030x900x1100mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	120kg
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	72kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	75kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	1,082m <sup>3</sup>



Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores, consultar o catálogo das napas disponíveis / To select the colors, consult the catalog of upholstery available  
Pour sélectionner les couleurs, consultez le catalogue de rembourrage disponibles / Para seleccionar los colores, consultar el catálogo de los tapizados disponibles.

REF.	10.CD.1318
Descrição / Description Description / Descripción	Maple Relax Artic. c/rodas pint. Totalmente Tapado c/ Orelhas / Maple Relax Articulated with Wheels, Painted Fully Covered with wide borders / Fauteuil Relax Articulaté avec roues, peint totalement recouvert avec de larges bords / Sillón Relax Articulado con ruedas pintado Totalmente Tapado con Orejas
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em Madeira forrado a napa / Wood structure synthetic leather lined Structure en bois rembourré à similicuir / Estructura en Madera forrado a piel sintetica
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	680x840x1000mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	120kg
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	38,6kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	40,0kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,607m <sup>3</sup>