



Dimensões standard. Para outras dimensões por favor solicitar orçamento / Standard dimensions. For other dimensions please request budget / Dimensions standard. Pour d'autres dimensions SVP demander un budget / Dimensiones estándar. Para otras dimensiones solicite presupuesto.

REF.	10.AC.1034
Descrição / Description Description / Descripción	Colchao Tripartido AD / Mattress Tripartite AD Matelas tripartite AD / Colchón tripartito AD
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material articulo	Espuma de alta densidade (30 Kg) revestido a tela hospitalar c/ fecho. /High density foam (30 Kg) - Cladded hospital fabric with zipper / Mousse à haute densité (30 kg) - Enduit à Housse Hôpital avec fermeture Espuma de alta densidad (30 Kg) - Revestimiento de funda hospital con cierre
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	(585+780+435)=1800 x 890 x 100mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	4,4kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	4,5kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,160m ³




Dimensões standard. Para outras dimensões por favor solicitar orçamento / Standard dimensions. For other dimensions please request budget / Dimensions standard. Pour d'autres dimensions SVP demander un budget / Dimensiones estándar. Para otras dimensiones solicite presupuesto.

REF.	10.AC.1021
Descrição / Description Description / Descripción	Colchao Bipartido BD / Bipartite mattress BD Matelas bipartite BD / Colchón Bipartido BD
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material articulo	Espuma de baixa densidade revestido a tela hospitalar c/ fecho / Low density foam - Cladded hospital fabric with zipper / Mousse à basse densité - Enduit à Housse Hôpital avec fermeture / Espuma de baja densidad - Revestimiento de funda hospital con cierre
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	(600+1200) 1800x890x100mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	4,8kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	4,9kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,160m ³



Dimensões standard. Para outras dimensões por favor solicitar orçamento / Standard dimensions. For other dimensions please request budget / Dimensions standard. Pour d'autres dimensions SVP demander un budget / Dimensiones estándar. Para otras dimensiones solicite presupuesto.

REF.	10.AC.1039
Descrição / Description Description / Descripción	Colchão Simples / Simple Mattress Matelas simple / Colchón Simples
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material articulo	Espuma de baixa densidade revestido a tela hospitalar c/ fecho. / Low density foam - Cladded hospital fabric with zipper / Mousse à basse densité - Enduit à Housse Hôpital avec fermeture / Espuma de baja densidad - Revestimiento de funda hospital con cierre
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1800x890x120mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	5,5kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	5,6kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,163m ³



Dimensões standard. Para outras dimensões por favor solicitar orçamento / Standard dimensions. For other dimensions please request budget / Dimensions standard. Pour d'autres dimensions SVP demander un budget / Dimensiones estándar. Para otras dimensiones solicite presupuesto.

REF.	10.AC.1033	10.AC.1022	10.AC.1022.L	10.AC.1035
Descrição / Description Description / Descripción	Colchão Simples / Simple Mattress / Matelas simple / Colchon Simples	Colchão Simples BD / Simple Mattress BD / Matelas simple BD / Colchón Simples BD	Colchão Simples AD / Simple Mattress AD / Matelas simple AD / Colchón Simples AD	Colchao Simples BD (p/Beliche CM.6095) / Simple BD Mattress (for Bunk CM.6095) / Matelas simples BD (pour lits superposés CM.6095) / Simple colchón BD (para Litera CM.6095)
Material Artigo Material Article Materiel Article Material articulo	Espuma 80mm Alta Resiliência + 40 visco elástico Forrado a Tela Bi-Elastica /80mm high resilience foam + 40 elastic visco Lined with Bi-Elastic Fabric / 80mm mousse à haute resiliência + 40 visco élastique Rembourré de Bi-tissu élastique/ Espuma 80mm Alta Resiliência + 40 visco elástico Forrado con funda Bi-elástica	Espuma de baixa densidade revestido a tela hospitalar c/ fecho. / Low density foam - Cladded hospital fabric with zipper / Mousse à basse densité - Enduit à Housse Hôpital avec fermeture / Espuma de baja densidad - Reves- timento de funda hospital con cierre	Espuma de alta densidade revestido a tela hospitalar c/ fecho / High density foam - Cladded hospital fabric with zipper / Mousse à haute densité - Enduit à Housse Hôpital avec fermeture / Espuma de alta densidad - Reves- timento de funda hospital con cierre	Espuma de baixa densidade revestido a tela hospitalar c/ fecho. / Low density foam - Cladded hospital fabric with zipper / Mousse à basse densité - Enduit à Housse Hôpital avec fermeture / Espuma de baja densidad - Revestimiento de funda hospital con cierre
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	1800x890x120mm	1830x890x100mm	1830x890x100mm	1800x730x100mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	5kg	4,6kg	5kg	3,7kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	5,1kg	4,7kg	5,1kg	3,8kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut Volumen Bruto	0,192m ³	0,163m ³	0,192m ³	0,131m ³