



Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofa e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.DV.1684.2	10.DV.1686.2	10.DV.1682.2	10.DV.1683.2
Descrição / Description Description / Descripción	Divã Hidráulico, Estofa Oval c/ abertura facial / Hydraulic Examination table, oval padding with breathing hole / Table d'examen hydraulique, rembourrage ovale avec trou de respiration / Mesa manipulacion Hidraulica tapizado ovalado con orificio facial	Divã Hidráulico, Estofa Oval s/ abertura facial / Hydraulic Examination table oval padding without breathing hole / Table d'examen hydraulique, rembourrage ovale sans trou de respiration / Mesa manipulacion Hidraulica tapizado ovalado sin orificio facial	Divã/Marquesa Eléctrica Simples, Estofa Oval c/ abertura facial / Simple Electric Examination table, oval padding with breathing hole / Table d'examen simple rembourrage ovale avec trou de respiration / Mesa manipulacion simple tapizado ovalado con orificio facial	Divã/Marquesa Eléctrica Simples, Estofa Oval s/ abertura facial / Simple Electric Examination table, oval padding without breathing hole / Table d'examen simple rembourrage ovale sans trou de respiration / Mesa manipulacion simple tapizado ovalado sin orificio facial
Material Artigo Material Article Materiel Article Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética Steel Structure Epoxy Finishing, Foam Wadding and Synthetic Leather Finishing Structure d'acier finition epoxy, Housse en mousse et finition peau synthétique Estructura en Acero acabado en epoxy, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética			
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	2200x705x605-865mm		2200x705x600-860mm	
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	170kg			
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	64kg			
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	66kg			
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut Volumen Bruto	1m ³			

