




REF.	10.FI.5003
Descrição / Description Description / Descripción	Plano Inclinado ou rampa / Ramp / Rampe / Rampa
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em aço acabamento epoxy degraus em mdf revestidos a tela antiderrapante / Structure in steel epoxy finishing, steps in mdf slip-resistant / Structure en acier finition epoxy escaliers antidérapant en mdf / Estructura en acero acabado epoxy escalones en mdf revestidos a pantalla antideslizante
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	600x2000mm
Peso máximo suportado / Maximum supported weight / Poids maximum supporté / Peso máximo admitido	160kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	37kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	38kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,218m ³



REF.	10.FI.5004
Descrição / Description Description / Descripción	Plano de Descanso / Rest plane / Plan de repos / Plano de descanso
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em aço acabamento epoxy degraus em mdf revestidos a tela antiderrapante / Structure in steel epoxy finishing, steps in mdf slip-resistant / Structure en acier finition epoxy escaliers antidérapant en mdf / Estructura en acero acabado epoxy escalones en mdf revestidos a pantalla antideslizante
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	600x600x600mm
Peso máximo suportado / Maximum supported weight / Poids maximum supporté / Peso máximo admitido	160kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	21kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	22kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,254m ³



REF.	10.FI.5010
Descrição / Description Description / Descripción	Barras Paralelas c/ base madeira faia revest. tela / Adjustable parallel bars with anti-slip base / barres parallèles réglables avec socle anti-dérapant / Barras paralelas regulables com base anti-deslizante
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em aço acabamento epoxy c/ base madeira faia revestidos a tela antiderrapante / Structure in steel epoxy finishing, wood beech base slip-resistant / Structure en acier finition epoxy base en bois d'Hêtre antidérapant / Estructura en acero acabado epoxy base de madera de haya revestidos a pantalla antideslizante
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2510x800x(690-890)mm
Peso máximo suportado / Maximum supported weight / Poids maximum supporté / Peso máximo admitido	160kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	45kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	46kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,199m ³



REF.	10.FI.5011
Descrição / Description Description / Descripción	Barras Paralelas Reguláveis / Adjustable parallel Bars / barres parallèles réglables / barras paralelas regulables
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em aço acabamento epoxy c/ apoios em madeira / Steel structure epoxy finishing with wood supports / Structure en acier finition epoxy avec supports en bois / Estructura en acero acabado epoxy con apoyos en madera
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2510x800x(690-890)mm
Peso máximo suportado / Maximum supported weight / Poids maximum supporté / Peso máximo admitido	160kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	31kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	33kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,118m ³